



## PEVASAN GEL

Das fett- und silikonfreie **HAUTSCHUTZ-GEL** für Handschuhträger.

Das hygienische Händedesinfektionsmittel, DGHM/VAH gelistet.

### EIGENSCHAFTEN

**PEVASAN GEL** schützt die Haut vor Hauterweichungen und dient zudem als hygienisches Händedesinfektionsmittel.

- ✓ mit Hamamelis Extrakt ist ein vor der Arbeit anzuwendendes, effektiv wirksames Hautschutz-Gel zur Reduzierung der Hauterweichung während des Tragens von Schutzhandschuhen und Schuhen.
- ✓ verfestigt die oberen Hautschichten und verstärkt somit die eigene Hautschutzfunktion bei mechanischen Belastungen (z.B. beim Umgang mit Glasfasern) und bei Feuchtarbeiten. Durch diese hautfestigende Eigenschaft werden außerdem Fingerabdrücke auf Gegenständen reduziert.
- ✓ ist DGHM/VAH gelistet als hygienisches Händedesinfektionsmittel und erfüllt die Anforderungen der DIN EN 1500 (VAH = Verbund für Angewandte Hygiene, e.V.).
- ✓ wirkt desinfizierend auf grampositive und gramnegative Bakterien, Hefen, Pilze und behüllte Viren (z.B. Influenza, HBV, HIV).
- ✓ inaktiviert Influenza Viren (auch H1N1) innerhalb von 15 Sekunden.

### BESCHAFFENHEIT

**PEVASAN GEL** besteht aus ausgewählten, hochwertigen Rohstoffen und einer Auswahl an verschiedenen Wirkstoffen.

- ist ein alkoholisch- wässriges Gel.
- ist geeignet, der Hauterweichung entgegen zu wirken, insbesondere bei Schuh- und Schutzhand-

schuhträgern. Dieser Effekt beruht auf einem hohen Anteil eines speziellen gerbstoffhaltigen Extraktes (*Hamamelis Virginiana* = Zaubernuss), der hautfestigend und entzündungshemmend wirkt und auf übermäßiges Keimwachstum Einfluss nimmt.\*

**PEVASAN GEL** enthält zudem weitere Wirk- und Pflegestoffe:

- **Glycerin** ist ein sehr guter Feuchtigkeitsspender, welcher die Fähigkeit der Haut, Wasser zu speichern, verstärkt.\*
- **D-Panthenol** (Dexpanthenol) ist ein gut in die Haut eindringendes Provitamin der Panthothensäure (Vitamin B5), das die Hautregeneration und Wundheilung beschleunigt. Die Neubildung von Hautzellen wird durch Panthenol positiv beeinflusst. Eine juckreizstillende und entzündungshemmende Wirkung ist ebenfalls beschrieben.\*
- **Natürliches -Bisabolol** ist ein antiphlogistischer Wirkstoff aus der Kamille. Dieser Inhaltsstoff kann insbesondere Entzündungen sowie negativen Umwelteinflüssen entgegenwirken und verfügt über bakteriostatische Eigenschaften.\*
- ist frei von Fetten (Lipiden), so dass dieses Hautschutzmittel auch für Träger von Latex-Handschuhen geeignet ist.
- ist frei von Konservierungsmitteln (gemäß Anhang V Kosmetikverordnung) und Duftstoffen.
- ist silikonfrei.
- ist dermatologisch getestet.

\*laut wissenschaftlicher Literatur

## ANWENDUNG

**PEVASAN GEL** (ca. 1 ml) vor der Arbeit bzw. vor dem Überziehen von Handschuhen oder Arbeitsschuhen auf die saubere und trockene Haut auftragen, gleichmäßig verteilen und gut einmassieren, bis die Haut wieder trocken ist. Bei hygienischer Händedesinfektion sind 2 mal 3 ml mit je 30 Sek. Einwirkzeit zu verwenden.

## PRODUKTBESCHREIBUNG

**PEVASAN GEL** ist ein leicht viskoses, klares Gel.  
pH-Wert: 6,5 -7,5  
Dichte: ca. 0,9 g/cm<sup>3</sup> (20 °C)  
Aktivsubstanzen: 53% Ethanol, (CAS-No. 64-17-5),  
7% Isopropanol (CAS-No. 67-63-0)

## GESETZLICHE VORSCHRIFTEN

**PEVASAN GEL** unterliegt der Biozid-Verordnung 528/2012. Hierbei fällt es als Biozid Produkt für die menschliche Hygiene unter die Hauptgruppe 1 und Produktart 1 der Verordnung. BAuA-Reg-Nr.: N-36653. Zudem unterliegt es der EU-Kosmetikverordnung 1223/2009.

Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

## WEITERE HINWEISE

Der Umgang mit hautbelastenden Stoffen, das Tragen von persönlichen Schutzausrüstungen (z.B. dicht abschließende Schutzhandschuhe), aber auch das häufige Händewaschen erfordern den Einsatz von angepassten Hautschutzprogrammen.

## LAGERUNGSHINWEIS

**PEVASAN GEL** ist in geschlossenen Originalgebinden bei Raumtemperatur mindestens 24 Monate haltbar.

## WEITERE INFORMATIONEN

Gruppenmerkblätter, Spezifikationen und dermatologische Gutachten stehen auf Wunsch zur Verfügung. Zertifikat: Das Produkt bestand die unter fachärztlicher Kontrolle durchgeführten dermatologisch-allergologischen Prüfungen an Haut mit „sehr gut“.

## SPENDERSYSTEME

- **PEVAMAT CARE&CLEAN** - Spender für 1 l Care&Clean Flasche, manuell/ touchless
- **Metallspender** - für 1 l Flasche, mit Sichtfenster, abschließbar
- **Kunststoffspender** - für 1 l Flasche mit transparenter Verschlussblende, mit/ ohne Abtropfschale
- **Kunststoffspender** - für 1 l Flasche, aufschraubbar, mit und ohne Wandhalter
- **VOORMATEC SF2** - Kunststoffspender für 1 l und 2 l Softflaschen
- **PEVAMAT SF** - Edelstahlspender für 1 l und 2 l Softflaschen (verschiedene Varianten erhältlich)

## INGREDIENTS

Alcohol Denat., Aqua, Isopropyl Alcohol, Hamamelis Virginiana Leaf Water, Glycerin, Panthenol, Bisabolol, Propylene Glycol, Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer, Aminomethyl Propanol

## GEBINDEGRÖSSEN UND VERPACKUNGSEINHEITEN



25 x 100 ml Flasche



6 x 1 l Care&Clean  
Flasche



10 x 1 l Flasche



6 x 2 l Softflasche